






Accesorios de 2.858.0110

A continuación, los accesorios se dividen en las gamas de suministro básico y accesorios opcionales. Al efectuar sus pedidos de material de repuesto, tenga a mano esta copia impresa. Reservado el derecho a efectuar modificaciones de las recopilaciones.

Suministro básico 2.858.0110

Uds.	N.º de ped.	Descripción	
1 pzs	1.858.0020	858 Professional Sample Processor – Pump	
		El 858 Professional Sample Processor – Pump procesa muestras de 500 µL a 500 mL. La transferencia de muestras se realiza por medio de la bomba peristáltica de dos canales bidireccional integrada o con un 800 Dosino.	
1 pzs	6.1803.020	Tubo capilar de PTFE, 0.97 mm d.i., 5 m Para todos los aparatos CI	
1 pzs	6.1803.160	Capilar PTFE 0,75 mm d.i. / 3 m Capilar PEEK para usar en el Absorber Module.	
1 pzs	6.1815.010	Cinta espiral / 0.5 m Para mantener juntos diferentes cables y tubos.	
2 pzs	6.1826.020	Tubo flexible de bomba de PVC (azul/azul) Para aparatos CI online y automatización en la voltametría	

1 pzs **6.1831.020** **Tubo capilar de PEEK, 0.75 mm d.i., 22 cm**
Para todos los componentes CI.



1 pzs **6.1835.050** **Aguja de aspiración de muestras PEEK**
Para cambiadores de muestras, para transferencia de grandes volúmenes de muestras, por ej. para la determinación de «brighteners».



1 pzs **6.2041.450** **Gradilla de muestras 56 x 11 mL + 56 x 50 mL**

Gradilla de muestras de varias filas para 56 muestras en recipientes de muestras de 11 mL (6.2743.050) y 56 muestras en recipientes de muestras de 50 mL (6.2747.010).



1 pzs **6.2151.000** **Cable USB A – Mini-DIN 8 polos**
Cable para Controller



1 pzs **6.2621.080** **Pinza para cortar capilares**
Para capilares de plástico. Para aparatos CI



1 pzs **6.2621.090** **Llave de boca 1/2 in.**
Para tornillos 1/2 in. Para Procesadores de muestras CI



1 pzs **6.2621.100** **Llave hexagonal de 3 mm para IC Sample Processor**



1 pzs **6.2621.130** **Llave hexagonal 2 mm**
2 mm.



1 pzs **6.2739.000** **Llave**
Para apretar conexiones



1 pzs **6.2743.057** **Recipiente de muestras 11 mL**
200 unidades. Para procesadores de muestras CI y cambiador de muestras VA



2 pzs **6.2744.010** **Tornillo de presión 5x**
Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



2 pzs **6.2744.060** **Tapón roscado**

Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.



1 pzs **6.2744.080** **Adaptador rosca M6 / UNF 10/32**

Con rosca exterior M6. Para aparatos CI.



2 pzs **6.2744.160** **Unión de tubo flexible de bomba con seguro**
Pieza de seguridad para conectar un tubo de bomba en la oliva



1 pzs **6.2744.290** **3 conectores en T UNF 10/32 con soporte**



4 pzs **6.2747.010** **Recipiente de muestras de 50 mL**

Con cierre azul y graduación de mL. Kit de 25 unidades.



1 pzs **6.2751.110** **Cubierta de seguridad**

Cubierta de seguridad para los Advanced IC/VA Sample Processor.



1 pzs **6.2846.000** **Aguja de aspiración de muestras de óxido de circonio**

Aguja de aspiración de muestras para Sample Processors y Autosampler en la cromatografía iónica y en la voltamperometría.

